

ウサギ抗ヒト CD317/Bst2 モノクローナル抗体（Fc用） - Q10589

商品番号: CM0012269



前書き

ヒト CD317/BST2 (Tetherin) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。ヒトサンプルにおける抗ウイルス制限および免疫シグナル伝達の研究に最適です。分子量 18-19 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD317/BST2 mAb
備考/別名	CD317; HML24; TETHERIN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	684
免疫原	ヒト CD317/BST2 (NP_004326.1) のアミノ酸 49-160 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	18kDa/19kDa
配送	アイスバッグ