

ウサギ抗ヒトCD317/Bst2 モノクローナル抗体（Fc用） - Q10589

商品番号: CM0010677



前書き

で標識された、ウイルス出芽制限因子および多発性骨髄腫マーカーであるヒトCD317/BST2（テザリン）に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに基づく免疫表現型解析および抗ウイルス研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD317/BST2 mAb
備考/別名	CD317; HMI.24; テザリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	684
GeneID	684
免疫原	ヒトCD317/BST2 (NP_004326.1) のアミノ酸49-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	18kDa/19kDa
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）