

ウサギ抗ヒト CD31/Pecam1 Mab（Fc用） - P16284

商品番号: CM0008784



前書き

フローサイトメトリー（FC）用途向けの、ヒト CD31/PECAM1を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みで、83 kDaのタンパク質を認識します。白血球および内皮細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD31/PECAM1 mAb
備考／別名	CD31; PECAM1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5175
GeneID	5175
免疫原	ヒト CD31（NP_000433.4）のアミノ酸28～601に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83kDa
配送	保冷バッグ