

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD31/Pecam1 モノクローナル抗体 - P16284

商品番号: CM0010940



前書き

ヒトCD31/PECAM1に対するウサギモノクローナル抗体で、蛍光色素で標識されており、内皮細胞、血小板、白血球のフローサイトメトリー解析に使用できます。FCでの使用が検証済みで、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
対象種	ヒト
GeneID	5175
免疫原	ヒトCD31/PECAM1 (NP_000433.4) のアミノ酸28～601番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83kDa
配送方法	保冷剤