

ウサギ抗ヒト Cd326/Epcam モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P16422

商品番号: CM0005021



前書き

標識ウサギ抗ヒト CD326/EPCAM

モノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。癌研究や幹細胞研究における上皮細胞接着分子の検出に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD326/EPCAM mAb
備考/別名	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
種	ヒト
GeneID (Human)	4072
GeneID	4072
免疫原	ヒト CD326/EPCAM (NP_002345.2) のアミノ酸 24-265 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16422
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ