

ウサギ抗ヒトCd326/Epcamモノクローナル抗体（If/Icc・Fc用） - P16422

商品番号: CM0005562



前書き

ヒトCD326/EpCAMを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。がん研究や幹細胞研究における上皮細胞接着分子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD326/EPCAM mAb
別名	ESA; KSA; M4SI; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KSI/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4072
GeneID	4072
免疫原	ヒトCD326/EPCAM（NP_002345.2）のアミノ酸24～265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16422
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋梱包