

## ウサギ抗ヒト CD33 Mab (Fc用) - P20138

商品番号: CM0009162



## 前書き

フローサイトメトリー用の標識抗ヒトCD33 (Siglec-3、p67) ウサギモノクローナル抗体。約40 kDaの骨髓系細胞表面抗原を検出します。ヒトサンプルに適しています。研究用途のみ。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                      |
|-------------|------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト CD33 mAb        |
| 備考／別名       | p67; SIGLEC3; SIGLEC-3 |
| 種           | ヒト                     |
| GeneID (ヒト) | 945                    |
| GeneID      | 945                    |
| 免疫原         | 組換えタンパク質               |
| 由来          | ウサギ                    |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体              |
| アプリケーション    | FC                     |
| 交差反応性       | ヒト                     |
| SWISS       | P20138                 |
| タンパク質分子量    | 40 kDa                 |
| 輸送          | 保冷バッグ                  |