

ウサギ抗ヒト CD33 モノクローナル抗体（Fc用） - P20138

商品番号: CM0011234



前書き

ヒト CD33 (Siglec-3) を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおける
フローサイトメトリー（FC）で検証済み。骨髄単球
およびミクログリア細胞の解析に最適；SWISS:
P20138。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD33 mAb
備考/別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
種	ヒト
GeneID	945
免疫原	ヒト CD33 (NP_001763.3) のアミノ酸 18-259 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ