

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD33モノクローナル抗体 - P20138

商品番号: CM0011611



前書き

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD33モノクローナル抗体。ヒトCD33に反応性あり。免疫調節に關与するシアル酸結合性レクチンである骨髓系細胞表面抗原CD33の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD33 mAb
備考/別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	945
GeneID	945
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD33のアミノ酸18-259に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001763.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ