

ウサギ抗ヒトCD33モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20138

商品番号: CM0004807



前書き

で標識されたヒトCD33（Siglec-3、gp67）に対するウサギモノクローナル抗体です。細胞外ドメインを認識します。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。骨髓球および小膠細胞の免疫表現型検査に最適です。研究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD33 mAb
別名	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; CD33 molecule
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	945
遺伝子ID	945
免疫原	ヒトCD33(NP_001763.3)のアミノ酸18-259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	25kDa/33kDa/39kDa
発送方法	保冷剤