

ウサギ抗ヒトCD335/Nkp46 モノクローナル抗体 - O76036

商品番号: CM0005405



前書き

ウサギ抗ヒトCD335/NKp46

モノクローナル抗体は、NK細胞上の自然細胞傷害活性化受容体1の免疫蛍光法およびフローサイトメトリー法による検出用です。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD335/NKp46 mAb
備考/別名	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; 自然細胞傷害活性化受容体1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9437
GeneID	9437
免疫原	ヒトCD335/NKp46 (NP_004820.2) のアミノ酸22-254に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
輸送	保冷バッグ