

ウサギ抗ヒトCD335/Nkp46 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O76036

商品番号: CM0012537



前書き

ヒトCD335/NKp46を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。NK細胞上の自然細胞傷害性誘導受容体1を認識します。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD335/NKp46 mAb
備考/別名	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9437
遺伝子ID	9437
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD335/NKp46 (NP_004820.2) のアミノ酸22-254に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
発送	保冷剤