

ウサギ抗ヒトCD335/Nkp46 モノクローナル抗体 If/Icc・Fc用 - O76036

商品番号: CM0009028



前書き

ヒトCD335/NKp46

(NCR1)に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫蛍光法/免疫細胞化学染色(IF/ICC)およびフローサイトメトリーによるNK細胞の検出に適しています。ヒト検体での検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD335/NKp46 mAb
別名	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; natural cytotoxicity triggering receptor 1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9437
GeneID	9437
免疫原	ヒトCD335/NKp46 (NP_004820.2)のアミノ酸22～254番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
発送条件	保冷剤