

ウサギ抗ヒトCD335/Nkp46 モノクローナル抗体 If/Icc、Fc用 - O76036

商品番号: CM0010427



前書き

ヒトCD335/NKp46 (NCR1) に対する抱合ウサギモノクローナル抗体で、免疫蛍光法およびフローサイトメトリーでの検証が完了しています。ナチュラルキラー細胞研究および免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD335/NKp46 mAb
備考/別名	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, natural cytotoxicity triggering receptor 1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9437
免疫原	ヒトCD335/NKp46 (NP_004820.2) のアミノ酸22-254に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa (複数のアイソフォーム)
輸送方法	保冷剤