

ウサギ抗ヒト CD336/Nk-P44 モノクローナル抗体 (Fc用) - O95944

商品番号: CM0010171



前書き

ヒト CD336/NK-p44 (NCR2) に対する高品質な標識ウサギモノクローナル抗体。活性化ナチュラルキラー（NK）細胞のフローサイトメトリー（FC）で検証済み。分子量 31kDa。腫瘍免疫学および NK 細胞研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

項目	内容
製品名	ウサギ抗ヒト CD336/NK-p44 モノクローナル抗体
備考/別名	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9436
GeneID	9436
免疫原	ヒト CD336/NK-p44 のアミノ酸 22-190 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004819.2)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O95944
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスパック