


ウサギ抗ヒト CD337/Nkp30 モノクローナル抗体（Fc用） - O14931

商品番号: CM0009679



前書き

ヒト CD337/NKp30 を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。免疫腫瘍学研究におけるNK細胞介在性細胞傷害および樹状細胞成熟の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD337/NKp30 mAb
備考／別名	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
種	ヒト
GeneID（ヒト）	259197
GeneID	259197
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD337/NKp30（NP_667341.1）のアミノ酸 19～135 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質重量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
輸送	保冷バッグ