

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD337/Nkp30 モノクローナル抗体 - O14931

商品番号: CM0011089



前書き

ヒトCD337/NKp30を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。ナチュラルキラー細胞研究、腫瘍免疫学、NK細胞細胞傷害性研究に適しており、ヒトと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD337/NKp30 mAb
別名	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	259197
GeneID	259197
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD337/NKp30 (NP_667341.1) のアミノ酸19-135番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
発送	保冷剤