


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd337/Nkp30 モノクローナル抗体 - O14931

商品番号: CM0004132



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD337/NKp30 (NCR3) を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。NK細胞の細胞傷害性、腫瘍免疫学、樹状細胞の成熟の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD337/NKp30 mAb
備考/別名	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259197
GeneID	259197
免疫原	組換えタンパク質; ヒトCD337/NKp30 (NP_667341.1) のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
配送	保冷バッグ