


ウサギ抗ヒトCd337/Nkp30 モノクローナル抗体 For If/Icc And Fc (Intra) - O14931

商品番号: CM0006067



前書き

IF/ICCおよび細胞内フローサイトメトリー用にバリデート済みの標識ウサギ抗ヒトCD337/NKp30モノクローナル抗体。NK細胞に発現する自然細胞傷害性誘導受容体3 (NCR3) を標的とします。ヒト反応性、O14931。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD337/NKp30 mAb
備考/別名	NCR3; IC7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	259197
GeneID	259197
免疫原	ヒトCD337/NKp30 (NP_667341.1) のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
輸送	保冷バッグ