

Rabbit Anti-Human Cd34 Monoclonal Antibody For Fc - P28906

商品番号: CM0009091

前書き

フローサイトメトリー用ヒトCD34 (P28906) 標識結合ウサギモノクローナル抗体。造血幹細胞および血管内皮細胞を検出します。造血研究におけるFCアプリケーションに適しています。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD34 mAb
備考/別名	CD34;CD34 molecule;GIG3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	947
遺伝子ID	947
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
配送	氷袋