

ウサギ抗ヒト CD34 モノクローナル抗体（If/IccおよびFc用） - P28906

商品番号: CM0004865

前書き

ヒトCDx34を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）で検証済みです。造血幹細胞および内皮細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD34 mAb
備考/別名	CD34;CD34分子;GIG3;MORT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	947
遺伝子ID	947
免疫原	ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
配送	アイスパック