

ラビット抗ヒトCd34モノクローナル抗体（If/Iccおよびフローサイトメトリー用） - P28906

商品番号: CM0012332

前書き

免疫蛍光およびフローサイトメトリー用に検証済みの、ヒトCD34に対する標識ラビットモノクローナル抗体。造血幹細胞および血管内皮細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒトCD34 mAb
備考/別名	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
種	ヒト
GeneID	947
免疫原	ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	35kDa/41kDa
配送	氷袋