

ウサギ抗ヒトCd35モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P17927

商品番号: CM0005027

前書き

赤血球および免疫細胞上のヒト補体受容体1型（CR1）をフローサイトメトリーで検出するための標識ウサギ抗ヒトCD35モノクローナル抗体です。研究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD35 mAb
別名	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; complement receptor type 1
反応種	ヒト
ヒトGeneID	1378
GeneID	1378
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD35（NP_000564.2）のアミノ酸901～1095番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P17927
タンパク質分子量	223kDa
発送方法	保冷剤