

ウサギ抗ヒトCD35モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P17927

商品番号: CM0007933



前書き

ヒトCD35（CR1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーで検証済み。補体を介した免疫付着、オプソニン化、ウイルス侵入、および制御性T細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD35 mAb
備考/別名	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; 補体受容体タイプ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1378
遺伝子ID	1378
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD35のアミノ酸901-1095を含む組換え融合タンパク質、NP_000564.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P17927
タンパク質分子量	223kDa
発送方法	保冷バッグ