

Rabbit Anti-Human Cd35 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P17927

商品番号: CM0008365



前書き

標識ヒトCD35（CR1）標的ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、赤血球および免疫細胞上の補体レセプター1型を検出します。免疫付着および補体介在性クリアランスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD35 mAb
備考/別名	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; complement receptor type 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1378
遺伝子ID	1378
免疫原	ヒトCD35 (NP_000564.2) のアミノ酸901-1095に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P17927
タンパク質分子量	223kDa
配送	アイスバッグ