


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd355/Crtam モノクローナル抗体 - O95727

商品番号: CM0008541



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、で標識されたウサギ由来抗ヒトCD355/CRTAMモノクローナル抗体です。T細胞の活性化と組織への滞留を制御する接着分子CRTAMを標的としており、T細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD355/CRTAM mAb
別名	CD355
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56253
遺伝子ID	56253
免疫原	ヒトCD355/CRTAM (NP_062550.2)のアミノ酸18～287番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS ID	O95727
タンパク質分子量	22kDa/44kDa
発送方法	保冷剤