


Rabbit Anti-Human Cd370/Clec9A Mab - Q6Uxn8

商品番号: CM0007863



前書き

ヒトCLEC9A/CD370を標的とする、フローサイトメトリーで検証済みの高特異性結合ウサギモノクローナル抗体。樹状細胞および死細胞抗原のクロスプレゼンテーション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD370/CLEC9A mAb
備考/別名	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
種	ヒト
遺伝子ID	283420
免疫原	ヒトCD370/CLEC9A (NP_997228.1) のアミノ酸110-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UXN8
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	アイスバッグ