


フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD370/Clec9A モノクローナル抗体 - Q6Uxn8

商品番号: CM0011780



前書き

ヒトCD370/CLEC9A (DNGR-1) に対する複合化ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。死細胞関連抗原に対する樹状細胞受容体を認識し、免疫表現型解析や生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD370/CLEC9A mAb
別名	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	283420
遺伝子ID	283420
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD370/CLEC9A (NP_997228.1) のアミノ酸110-241番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q6UXN8
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	保冷剤