


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD370/Clec9A モノクローナル抗体 - Q6Uxn8

商品番号: CM0006042



前書き

ヒト

CD370/CLEC9A (Q6UXN8) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、BDCA3+樹状細胞の同定および死細胞抗原のクロスプレゼンテーション研究に利用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD370/CLEC9A mAb
備考／別名	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
種	ヒト
GeneID	283420
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD370/CLEC9A (NP_997228.1) のアミノ酸110～241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UXN8
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ