


ウサギ抗ヒトCD38 モノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0009353



前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD38
モノクローナル抗体。カルシウムシグナル伝達と細胞
接着に関与するCD38（ADP-リボシルシクラーゼ
1）を標的とします。ヒト検体に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD38 mAb
備考/別名	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38 molecule
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	952
遺伝子ID	952
免疫原	ヒトCD38（P28907）のアミノ酸43-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	13kDa/34kDa
発送方法	保冷剤