


ウサギ抗ヒト CD38 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P28907

商品番号: CM0005572



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD38を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。CD38は酵素機能および受容体機能を持つ多機能性膜貫通糖タンパク質であり、カルシウムシグナリングおよびリンパ球活性化に関与しています。免疫表現型解析、免疫細胞、糖尿病、がんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD38 mAb
備考/別名	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38分子
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD38 (P28907) のアミノ酸43-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	13kDa/34kDa
配送	氷袋