

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Cd39/Entpd1 モノクローナル抗体 - P49961

商品番号: CM0008818

前書き

ヒトCD39/ENTPD1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体、フローサイトメトリー用。ヒトCD39に特異的で、FCアプリケーションで検証済み。エクトヌクレオチダーゼ活性やリンパ球活性化の免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD39/ENTPD1 モノクローナル抗体
備考/別名	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	953
GeneID	953
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD39/ENTPD1 (NP_001767.3)のアミノ酸255-442に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P49961
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷剤入り