

ウサギ抗ヒトCd39/Entpd1 モノクローナル抗体（Fc用） - P49961

商品番号: CM0004899

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD39/ENTPD1を標的とし、フローサイトメトリー用。ヒト検体で検証済み。エクトヌクレオチダーゼおよび免疫活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD39/ENTPD1 mAb
備考/別名	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
種	ヒト
GeneID	953 (ヒト)
免疫原	ヒトCD39/ENTPD1 (NP_001767.3) のアミノ酸255-442に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P49961
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ