

Rabbit Anti-Human Cd4 Monoclonal Antibody For Fc - P01730

商品番号: CM0005153



前書き

ヒトCD4を標的とするウサギモノクローナル抗体で、
で標識されています。フローサイトメトリー（FC）用。
。T細胞表面糖タンパク質CD4 (T4/Leu-3)
を標的とし、ヒトでの反応性が検証されています。研
究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD4 (NP_000607.1) のアミノ酸26-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
モノクローナル抗体	
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋