

ウサギ抗ヒト CD40 Mab - P25942

商品番号: CM0008514



前書き

フローサイトメトリー（FC）用ウサギ抗ヒト CD40 モノクローナル抗体。ヒトCD40（p50、Bp50、CDW 40、TNFRSF5）、重要な免疫受容体を検出します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD40 mAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	958
GeneID	958
免疫原	ヒトCD40（P25942）のアミノ酸21-193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ