


ウサギ抗ヒトCD40モノクローナル抗体（Fc用） - P25942

商品番号: CM0011134



前書き

ヒトCD40を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。B細胞表面抗原CD40（Bp50、CDw40、TNFRSF5）を標的とし、ヒトと交差反応性を示します。免疫学研究における直接検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD40 mAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	958
遺伝子ID	958
免疫原	ヒトCD40（NP_001241.1）のアミノ酸21～193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤使用