


Rabbit Anti-Human Cd40 Monoclonal Antibody For Fc - P25942

商品番号: CM0010401



前書き

この結合ウサギモノクローナル抗体はヒトCD40を標的とし、フローサイトメトリー（FC）で検証されています。B細胞および癌研究、免疫シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD40 mAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	958
GeneID	958
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD40 (NP_001241.1) のアミノ酸21-193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋