


ウサギ抗ヒトCD40モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25942

商品番号: CM0012093



前書き

ヒトCD40（TNFRSF5）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。B細胞やマクロファージの活性化、免疫応答、CD40-CD40Lシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD40 mAb
備考/別名	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	958
GeneID	958
免疫原	ヒトCD40（P25942）のアミノ酸21-193に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P25942
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスパック