

Rabbit Anti-Human Cd42B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P07359

商品番号: CM0011433



前書き

フローサイトメトリー（FC）用標識ウサギ抗ヒトCD42bモノクローナル抗体。血小板糖タンパク質Ibアルファ鎖（GP1BA、CD42b、P07359）を標的とします。止血、血栓症、および血小板生物学の研究に適しています。高品質なIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD42b mAb
備考/別名	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2811
GeneID	2811
免疫原	ヒトCD42b（NP_000164.5）のアミノ酸15-531に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07359
タンパク質分子量	72kDa
配送	氷袋