

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD45Raモノクローナル抗体（） - P08575-8

商品番号: CM0012168

前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD45RA（アイソフォーム6）に対する結合ウサギモノクローナル抗体、138 kDa。ヒト白血球サブセットの同定および免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD45RA mAb
備考・別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD45RAのアミノ酸26〜482に相当する配列を含む組換え融合タンパク質、P08575-8）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
輸送	保冷剤