

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCd45Raモノクローナル抗体 - P08575-8

商品番号: CM0012206

前書き

フローサイトメトリー用共役ウサギ抗ヒトCD45RAモノクローナル抗体です。ヒト白血球上の138 kDaのCD45アイソフォーム6（L-CA、T200）を検出します。免疫表現型解析および免疫細胞分析の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD45RA mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45RA（P08575-8）のアミノ酸26～482番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
発送方法	保冷剤