

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD45Ra モノクローナル抗体 - P08575-8

商品番号: CM0008797

前書き

ヒトCD45RA（PTPRC
アイソフォーム6）を標的とする高品質な標識ウサギ
モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証
済みで、臨床および研究環境における正確な白血球免
疫表現型解析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD45RA モノクローナル抗体
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45RA (P08575-8) のアミノ酸26-482に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
発送条件	保冷剤