

ウサギ抗ヒト Cd45Ra モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575-8

商品番号: CM0009781

前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD45RA（アイソフォーム 6、P08575-8）を標的とする 結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトと交差反応し、白血球免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD45RA mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒト CD45RA (P08575-8) のアミノ酸 26-482 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
配送	アイスバッグ