

ウサギ抗ヒトCD45Raモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575-8

商品番号: CM0005057

前書き

ヒトCD45RA（PTPRCのアイソフォーム6、P08575-8）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用です。造血細胞の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD45RA mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD45RA（P08575-8）のアミノ酸26〜482番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138kDa
発送	氷袋