

ウサギ抗ヒトCD45Rbモノクローナル抗体（Fc用） - P08575-9

商品番号: CM0009555

前書き

で標識された、ヒトCD45RB（PTPRCのアイソフォーム7）を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。白血球共通抗原研究および免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCD45RB mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-9
発送	保冷バッグ