

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD45Rb モノクローナル抗体（Pe） - P08575-9

商品番号: CM0010888

前書き

ヒトCD45RB（PTPRC アイソフォーム7、SWISS: P08575-9）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体、フローサイトメトリー用。組換え免疫原（アミノ酸26-463）、ヒトと交差反応性あり。~136 kDa。白血球研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD45RB mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45RB（XP_006711537.1）のアミノ酸26-463に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-9
タンパク質分子量	136kDa
輸送	保冷バッグ