


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD46 モノクローナル抗体 - P15529

商品番号: CM0009422



前書き

ヒトCD46（MCP）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、主要な補体制御因子および病原体受容体であるヒトCD46を認識します。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD46 モノクローナル抗体
備考/別名	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4179
GeneID	4179
免疫原	ヒトCD46（NP_002380.3）のアミノ酸35-328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P15529
タンパク質分子量	37-44kDa
発送条件	保冷バッグ