


ウサギ抗ヒト CD46 モノクローナル抗体（Fc用） - P15529

商品番号: CM0011838



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒトCD46（MCP）を標的とします。フローサイトメトリー（FC）で検証済み；37-44 kDaの膜タンパク質を認識します。補体研究、ウイルス侵入研究、および免疫調節アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD46 mAb
備考/別名	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4179
遺伝子ID	4179
免疫原	ヒトCD46（NP_002380.3）のアミノ酸35-328に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15529
タンパク質分子量	37-44kDa
配送	アイスパック