


ウサギ抗ヒト CD46 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15529

商品番号: CM0011716



前書き

ヒト CD46 (MCP) を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC)
で検証済み。補体制御、T細胞共刺激、および病原体-
宿主相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD46 mAb
備考/別名	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	4179
遺伝子 ID	4179
免疫原	ヒト CD46 (NP_002380.3) のアミノ酸 35-328 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15529
タンパク質分子量	37-44kDa
配送	アイスパック