

ウサギ抗ヒトCD47 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q08722

商品番号: CM0011656



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD47を標的とし、フローサイトメトリーで検証済み。免疫学および体外診断薬（IVD）アッセイ開発をサポート。ヒトとの交差反応性あり。CamelBioの原料ポートフォリオより。（SWISS: Q08722）

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD47 mAb
備考/別名	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47分子
種	ヒト
GeneID	961
免疫原	ヒトCD47（NP_001768.1）のアミノ酸19-139に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08722
タンパク質分子量	31kDa/33kDa/35kDa
発送	保冷剤（アイスパック）